



DotDiver2.0



DotDiver2.0 AUTOMATIZOVANÝ ANALYZÁTOR IMUNOBLOTOV

- Plnoautomatický kompaktný stolný analyzátor imunoblotov line/dot
- Užívateľsky prívetivý softvér
- Simultánne spracovanie 1 - 24 rôznych testov
- Reagencie a testovacie prúžky ihneď pripravené na použitie
- Automatická identifikácia testovacieho prúžku aj kazety čiarovým kódom
- Integrované sušenie spracovaných prúžkov
- Vyhodnotenie spracovaných prúžkov
- Export výsledkov vo formáte pdf a xls, prípadne priama tlač na papier
- Možnosť napojenia na lis
- Ľahká údržba, bez fluidiky

Kontakt

Promedeus s.r.o.

info@promedeuslab.sk
www.promedeuslab.sk

Názov a Katalógové číslo

DotDiver2.0

REF 5075



© GA Generic Assays GmbH / Version 004/2022-10 CZ

PromedeusLab

www.promedeuslab.sk

**DotDiver2.0**

Automatizovaný analyzátor imunoblotov LINE/ Dot



Hlavné výhody prístroja

- Plnoautomatický analyzátor pre imunoblotty
- Spracovanie a vyhodnotenie imunoblotov z rady LINE/ Dot
- Rozsiahle portfólio produktov pre diagnostiku autoimunitných ochorení

DotDiver2.0

Automatizovaný analyzátor imunoblotov pre diagnostiku autoimunitných ochorení

DotDiver2.0 je kompaktný stolný analyzátor pre plnoautomatické spracovanie a vyhodnotenie imunoblotov z rady LINE a Dot pre diagnostiku autoimunitných ochorení.

Testovacie prúžky a reagenčné kazety značené čiarovými kódmi zaručujú správnu kombináciu reagensov a zabezpečujú kvalitu spracovania širokej palety imunoblotov. Sú určené pre diagnostiku v reumatológii a gastroenterológii.

Reagencie pre **DotDiver2.0** sú dodávané v kazetách pre minimalizovanie množstva času stráveného manuálnou prípravou.

Vďaka vysokému výkonu, malým rozmerom a užívateľsky prívetivému prostrediu sa **DotDiver2.0** skvele hodí do rutinných diagnostických laboratórií.



DotDiver2.0 – Špecifikácia



Výkon

Počet vzoriek	1 - 24
Počet metód	1 - 24

Reagencie

Testovacie prúžky	s čiarovým kódom
Reagenčné kazety	predplnené, s čiarovým kódom

Rozmery

(V x Š x H) mm	340 x 420 x 365
Hmotnosť	15 kg

Konektivita

Ethernet / LIS	1 x
USB	1 x
HDMI	1 x

Napájanie

Parametre	24 V DC, 5 A
-----------	--------------